

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids15,5 kg

DIMENSIONS

Longueur195 cm
Largeur87 cm
Hauteur17,5 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR35 kg/m3
Portance Mousse HR3,4 kPa
Matière HousseDermalon

TYPE

Type de matelasMatelas Gaufrier
Classe MatelasClasse I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient40 - 120 kg


RÈGLEMENTATION

Marquage CECE

CLASSEMENT FEU

MousseM4

200 | 090 | GA



NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids16 kg

DIMENSIONS

Longueur195 cm
Largeur87 cm
Hauteur17,5 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR35 kg/m3
Portance Mousse HR3,4 kPa
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasMatelas Gaufrier
Classe MatelasClasse I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE


CLASSEMENT FEU

MousseM4
HousseM1
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | GA



NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	15,5 kg
-------	---------

DIMENSIONS

Longueur	195 cm
Largeur	87 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	Alèse
Housse - Lavage en machine	90 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Matelas Gaufrier
Classe Matelas	Classe I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ


Poids maxi patient	40 - 120 kg
--------------------	-------------

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE
-------------	----

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1



NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée





Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids16 kg

DIMENSIONS

Longueur195 cm
Largeur87 cm
Hauteur14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR35 kg/m3
Portance Mousse HR3,4 kPa
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasMatelas Gaufrier
Classe MatelasClasse I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE

CLASSEMENT FEU

MousseM4
HousseM1
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2


INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

AC-LX-M407-A-Y4

MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUES

200 | 090 | VI



NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée





Spécificités techniques

AC-LX-M407-Y4

MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids16 kg

DIMENSIONS

Longueur195 cm
Largeur87 cm
Hauteur14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR35 kg/m3
Portance Mousse HR3,4 kPa
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasMatelas Gaufrier
Classe MatelasClasse I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE


CLASSEMENT FEU

MousseM4
HousseM1
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | GA



NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée

